Spécifications du produit

Produit	28553.293
Description du produit	Tétrahydrofuranne
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR for synthesis dehydrated with less than 0,0100 % of water
Numéro CAS	109-99-9
Formule moléculaire	C4H8O
Masse moléculaire	72,11

Analyses	Spécifications
Titre (calculé sur substance desséchée)	Min. 99,8 %
Aspect	Liquide limpide incolore
Acidité	Max. 0,0060 %
Peroxydes (en H2O2)	Max. 0,0200 %
Résidu à l'évaporation	Max. 0,0010 %
Stabilisateur (Ionol/BHT)	Max. 0,030 %
Eau	Max. 0,0100 %
Al (Aluminium)	Max. 0,5 ppm
B (Bore)	Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum)	Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium)	Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium)	Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt)	Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome)	Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre)	Max. 0,02 ppm
Fe (Fer)	Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium)	Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse)	Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel)	Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb)	Max. 0,1 ppm
Sn (Etain)	Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc)	Max. 0,1 ppm

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International