

Solution Réactif Fluorure (500ml), 0.02-2.00 mg/l F

Numéro de commande: 44449



Spécifications techniques

EPA compliant	Oui
Instrument	Oui excepté DR/820
Nom de la méthode	SPADNS
Nombre de tests	125
Numéro de méthode	8029
Paramètre	Fluorures
Plage de mesure	0.02 - 2.00 mg/L F
Platform	S
Volume / taille du package	500 ml

Sous réserve de modifications.

www.hach-lange.com

HACH LANGE FRANCE S.A.S.
8, mail Barthélémy Thimonnier
Lognes
F-77437 Marne-La-Vallée cedex 2
Tel.+33 (0) 820 20 14 14
Fax.+33 (0)1 69 67 34 99
info@hach-lange.fr
www.hach-lange.fr